



Tiroir 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 Bistouri n° 11 2 Compresses 4 x 4 (x8) 3 Chlorexidine x 3
Tiroir 5 – Plateau drain thoracique	<ul style="list-style-type: none"> 4 3 hémostat courbées, ciseau, porte-aiguille, pince-griffe, compresses 4 x 8
Plateau latéraux	<ul style="list-style-type: none"> 5 Drain thoracique 6 Champs troué Gants stériles
Paniers suspendus	<ul style="list-style-type: none"> 7 Fil Monosoft 3-0 Hypafix 8 Seringue 10 cc, aiguilles (bleue et rose)

Tableau 2 | Grandeur du drain

Âge	Poids	PNEUMOTHORAX	HEMOTHORAX MASSIF
1-2 ans	10-12 kg	16 Fr	20 Fr
2-4 ans	12-18 kg	20 Fr	24 Fr
5-8 ans	19-22kg	24 Fr	28 Fr
8-10 ans	24-28 kg	28 Fr	32 Fr
8-10 ans	> 30 kg	28 Fr	32 Fr (2° drains PRN)

Préparation avant la procédure