

- [FOPRC-0936 : Prélèvement sanguin nécessaire pour un code 50](#) 
- [Protocole administration de concentrés de complexe prothrombique CCP](#) 
- [Protocole d'hémorragie massive](#) 
- [Protocole de greffe cardiaque ABO incompatible](#) 
- [Protocole de greffe hépatique ABO incompatible](#) 

Immunoglobulines (Ig) non spécifiques

- [AH-240 : Demande pour IgIV ou IgSC en NEUROLOGIE](#) 
- [AH-211: Demande pour IgIV ou IgSC en HÉMATOLOGIE](#) 
- [AH-212: Demande pour IgIV en IMMUNOLOGIE](#) 
- [AH-213: Demande pour IgIV ou IgSC en RHUMATOLOGIE](#) 
- [AH-214: Demande pour IgIV ou IgSC en TRANSPLANTATION D'ORGANES SOLIDES](#) 
- [AH-215: Demande pour IgIV ou IgSC en DERMATOLOGIE, EN INFECTIOLOGIE ET AUTRES](#) 
- [AH-242 : Demande pour IgSC en IMMUNOLOGIE](#) 
- [Guide d'usage optimal \(GUO\) IgIV et IgSC](#) 
- [Guide sur l'utilisation des formulaires de demande pour les immunoglobulines non spécifiques Intraveineuses et sous-cutanées](#) 

- Les formats d'Ig disponibles en banque de sang sont de 2,5g, 5g, 10g et 20g. Il est important d'arrondir la dose prescrite au 2,5g près afin de réduire la perte d'immunoglobulines. **Veillez noter que la banque de sang se réserve le droit d'ajuster la dose au besoin.**